



Abbildung: MODELL DTS-1-GN-quer

Dieser Stapler wird direkt an eine Bandspülanlage gekoppelt und stapelt Tablettts automatisch in Spenderwagen. Auf Wunsch können unterschiedliche Tablettts nach Größe, Form und Farbe erkannt und gestapelt werden, sodass „gemischtes Spülen“ möglich ist.

**Produktinformation:**

**Effizient:** Die Anlage benötigt keine Aufsicht, die Tablettts werden automatisch und direkt aus der Bandspülmaschine gestapelt. Wenn die Spenderwagen voll sind, werden Tablettts gepuffert bis ein manueller Wagenwechsel erfolgt ist. Bei Überfüllung erfolgt ein Stoppsignal zur Waschanlage.

**Praktisch:** Bei sortenreinem Spülen findet ein automatischer Wechsel zum leeren Spenderwagen statt. Wenn nicht sortenrein gespült wird kann durch die Option „Tablett-Erkennung“ die Sortenreinheit dennoch gewährleistet werden.

**Hygienisch:** Die Tablettts werden nicht angefasst.

**Variabel:** Diese Anlage gibt es in verschiedenen Varianten: Tablettts quer (siehe Abbildung), Tablettts hochkant, als Dreifachstapler oder gespiegelt.

**Technische Daten:**

Leistung:	Bis max. 30 Tablettts pro Minute
Tablett-Maße:	Euronorm (530 x 370 mm), Gastro-norm (530 x 325 mm), sonstige Maße auf Anfrage.
Abmessungen (L x B x H):	2.920 x 1.435 x 960 mm (mit Tablett-Erkennung + 480 mm)
Gewicht:	Ca. 160 kg
Elektrischer Anschluss:	3x400V+N+PE / 50-60Hz / 2,00A / 0,50kW
Spritzwasserschutz:	IP54